

LAMBDA™ 265/465

二极管阵列 紫外可见分光光度计

LAMBDA™ 365+

双光束 紫外可见分光光度计

INTRODUCING
ENLIGHTENED
UV/VIS



LAMBDA系列分光光度计带来更高水平的可靠性。

运用简洁的界面和直观的软件，最大限度地提高实验室效率。

二极管阵列分光光度计



LAMBDA 265

快速准确地得到结果

- 3秒内完成190~1100 nm测量
- 采用氙气灯降低运行成本
- 可安装比色皿多联池支架和反射配件
- 采用开放式样品仓，样品取用方便
- 小巧耐用
- 提供丰富的可选软件，包括颜色分析、多组分分析等



LAMBDA 465

极致性能的二极管阵列分光光度计

- 仅需20毫秒即可完成190~1100 nm测量（最快测量模式）
- 可安装可变角度透射支架、比色皿多联池支架、漫反射配件等
- 样品仓比LAMBDA 265更大，样品取用更方便
- 提供丰富的可选软件，包括颜色分析、多组分分析等，支持验证 21 CFR Part 11
- 小巧耐用

丰富的配件



- 恒温水循环式比色皿支架
- 8位多联池比色皿支架
- 帕耳帖控制比色皿支架
- 30度反射配件
- 长光程比色皿支架（~100 mm）



- 恒温水循环式比色皿支架
- 8位多联池比色皿支架
- 帕耳帖控制比色皿支架
- 34度反射配件
- 长光程比色皿支架（~100 mm）
- 胶片架
- 漫反射
- 光纤探头

种类丰富的可选配件并支持丰富应用

双光束分光光度计



LAMBDA 365+ PC

精巧高性能

- 双光束光学系统
- 带宽可变
- 稳定的基线
- 多样化的软件
(支持验证 21 CFR Part 11)
- 更宽的动态范围 (~4 Abs.)



丰富的配件
可支持各种应用


- 反射配件
- 可变角度反射配件
- 可变角度透射配件
- 固体样品架
- 积分球
- 比色皿多联池支架
- 帕耳帖式温度控制器
- 自动进样器



LAMBDA 365+ Touch

无需计算机即可操作

- 支持触控操作
只需触摸各测量项目即可轻松测量



仅需两步更换配件
无需光学调整

珀金埃尔默OneSource®一站式实验室服务为您的仪器保驾护航




现在您已经为实验室投入了新的仪器，一定也希望可以让实验室更好的运行。OneSource实验室服务团队的工程师可以帮助您进行日常仪器维护和提供维修服务。这些专家可以为您的实验室提供最先进的解决方案和精心设计的程序，旨在帮助您实现最佳的业务成果。

凭借超过15年的经验和多项成功案例，OneSource服务团队对实验室的相关需求有深入的理解，并可以提供一个独一无二的系统方法来帮助您获得成功。我们的OneSource专家与您的业务团队合作，设计出优秀的解决方案以解决您的科学挑战，并通过以下方式实现您的业务目标：

- 实验室资产管理服务
- 实验室整体搬迁
- 合规性和验证服务
- 实验室服务
- 资产数据的可视化工具
- 实验室效率咨询
- 科学的人员配置解决方案

OneSource® 一站式实验室服务可以帮助简化您的实验室历程，并帮助您的科学家回归到他们的主要业务-科学。



欲了解更多信息，
请扫描二维码
浏览LAMBDA365+官方网站页面

珀金埃尔默企业管理（上海）有限公司

中国技术中心

上海总公司

地址：上海张江高科技园区
张衡路1670号
电话：021-60645888
传真：021-60645999 邮编：201203

北京分公司

地址：北京朝阳区酒仙桥路14号
兆维工业园甲2号楼1楼东
电话：010-84348999
传真：010-84348988 邮编：100015

成都分公司

地址：成都市高新区西芯大道5号
汇都总部园6栋3楼
电话：028-87857220
传真：028-87857221 邮编：611730

武汉分公司

地址：武汉武昌临江大道96号
武汉万达中心1808室
电话：027-88913055
传真：027-88913380 邮编：430062

广州分公司

地址：广州市荔湾区芳村大道白鹤潭
下市直街1号信义会馆12号
电话：020-37891888
传真：020-37891899
邮编：510370

新疆分公司

地址：乌鲁木齐市天山区新华北路165号
中天广场大厦33层R座
电话：0991-2317360
传真：0991-2317370 邮编：830000

沈阳分公司

地址：沈阳市沈河区青年大街167号
北方国际传媒中心 2803 - 2805室
电话：024-22566158
传真：024-22566153 邮编：110014

南京分公司

地址：南京市鼓楼区中山北路2号
紫峰大厦17楼1701室
电话：025-51875680
传真：025-51875689 邮编：210008

昆明分公司

地址：云南省昆明市五华区三市街
柏联广场6号写字楼12层1203室
电话：0871-65878921
传真：0871-65878579 邮编：650021

西安分公司

地址：西安市高新区锦业路69号 创业研发园A座1009室
电话：029-81292671 81292721 81292761
传真：029-81292126 邮编：710077

青岛分公司

地址：山东青岛市市南区燕儿岛路10号
凯悦中心青岛农业科技大厦1504室
电话：0532-66986008
传真：0532-66986009 邮编：266071

中文网址：www.perkinelmer.com.cn

客户服务电话：800 820 5046 400 820 5046



要获取我们位于全球的各个办公室的完整列表，请访问 <http://www.perkinelmer.com.cn/AboutUs/ContactUs/ContactUs/>
版权所有 ©2013, PerkinElmer, Inc. 保留所有权利。PerkinElmer® 是 PerkinElmer, Inc. 的注册商标。其它所有商标均为其各自所有者或所有者的财产。

本资料中的信息、说明和技术指标如有变更，恕不另行通知。

AS220413-01_CHN_01 PKI



欲了解更多信息，请
扫描二维码关注我们的
微信公众账号